

첨단 과학 및 산업 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 측정 실린더

품목 번호: PL-1009



소개

까다로운 환경에서도 정밀성과 복원력을 발휘하도록 설계된 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 측정 실린더의 뛰어난 성능을 알아보세요.

자세히 알아보기

용량	총 높이	외경	무게
10ml	108mm	17mm	42g
20ml	108mm	24mm	64g
50ml	118mm	34mm	128g
100ml	138mm	40mm	158g
250ml	147mm	60mm	374g
500ml	160mm	79mm	460g
1000ml	180mm	100mm	699g
2000ml	/	/	/