

## 첨단 과학 및 산업 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 측정 실린더

품목 번호: PL-1009



### 소개

까다로운 환경에서도 정밀성과 복원력을 발휘하도록 설계된 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 측정 실린더의 뛰어난 성능을 알아보세요.

### 자세히 알아보기

| 용량     | 총 높이  | 외경    | 무게   |
|--------|-------|-------|------|
| 10ml   | 108mm | 17mm  | 42g  |
| 20ml   | 108mm | 24mm  | 64g  |
| 50ml   | 118mm | 34mm  | 128g |
| 100ml  | 138mm | 40mm  | 158g |
| 250ml  | 147mm | 60mm  | 374g |
| 500ml  | 160mm | 79mm  | 460g |
| 1000ml | 180mm | 100mm | 699g |
| 2000ml | /     | /     | /    |