

까다로운 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 마이크로파 분해 용기

품목 번호: PL-1003



소개

안전하고 오염 없는 시료 전처리를 위한 고순도 PTFE 마이크로파 분해 용기. ICP-MS, AAS 및 미량 분석에 이상적입니다. 맞춤형 크기로 제공됩니다.

자세히 알아보기

제품 사양	내부 입구 직경(mm)	본체 지름(mm)	뚜껑 포함 높이 (mm)
PTFE 소화 용기 30ml	25	42	105
PTFE 소화 용기 50ml	29	47	110
PTFE 소화 용기 100ml	50	62	143
PTFE 소화 용기 200ml	53	69	163