

테프론 용기 및 부품을 위한 맞춤형 Ptfе 부품 제조업체

품목 번호: PT-1011



소개

실험실 및 산업용 고정밀 PTFE 용기. 내화학적, 맞춤형 크기. 반도체, 의료 및 실험실 애플리케이션에 이상적입니다. 견적을 받아보세요!

자세히 알아보기

원형 용기(외경*내경*내부 깊이)	정사각형/직사각형 접시(내부 가로 x 세로 * 내부 깊이)
70mm*60mm*15mm	60*60mm *15mm
50mm*40mm*15mm	80*80mm*15mm
60mm*50mm*15mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90mm*80mm*15mm	110*110mm*15mm
100mm*90mm*15mm	120*120mm*15mm
110mm*100mm*15mm	
120mm*110mm*15mm	
130mm*120mm*15mm	
160mm*150mm*15mm	200*200*120mm(약 5L PTFE 실린더)
92*83*19mm	10L PTFE 실린더
102*93*20mm	15L PTFE 실린더