

다양한 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 얇은 증발 접시

품목 번호: PL-1002



소개

실험실용 고순도 PTFE 얇은 증발 접시.내화학성, 비점착성으로 시료 증발에 이상적입니다.맞춤형 크기로 제공됩니다.지금 주문하세요!

자세히 알아보기

사양	하단 외경(mm)	입 안쪽 지름(mm)	총 높이(mm)	바닥 두께(mm)	벽 두께(mm)
얇은 유형 20mm	20	15	10	5	2.5
얇은 타입 30mm	30	25	10	5	2.5
얇은 타입 40mm	40	30	10	5	5
얇은 타입 50mm	50	40	10	5	5
얇은 타입 60mm	60	50	10	5	5
얇은 타입 70mm	70	60	10	5	5
얇은 타입 80mm	80	70	10	5	5
얇은 타입 90mm	90	80	10	5	5
얇은 타입 100mm	100	90	10	5	5