

산업 및 실험실용 맞춤형 Ptfе 사각 트레이

품목 번호: PL-1005



소개

실험실 및 산업용 프리미엄 PTFE 사각 트레이. 반도체 및 의료용 내화학성, 비점착성, 고순도 PTFE 트레이입니다. 맞춤형 크기로 제공됩니다.

자세히 알아보기

모델	내부 L*W*H(mm)	외부 L*W*H(mm)
40mm	40*40*20mm	30*30*15mm
60mm	60*60*20mm	50*50*15mm
80mm	80*80*20mm	70*70*15mm
100mm	100*100*20mm	90*90*15mm
120mm	120*120*20mm	110*110*15mm