

## 산업 및 실험실용 맞춤형 Ptfе 사각 트레이

품목 번호: PL-1005



### 소개

실험실 및 산업용 프리미엄 PTFE 사각 트레이. 반도체 및 의료용 내화학성, 비점착성, 고순도 PTFE 트레이입니다. 맞춤형 크기로 제공됩니다.

### 자세히 알아보기

| 모델    | 내부 L*W*H(mm) | 외부 L*W*H(mm) |
|-------|--------------|--------------|
| 40mm  | 40*40*20mm   | 30*30*15mm   |
| 60mm  | 60*60*20mm   | 50*50*15mm   |
| 80mm  | 80*80*20mm   | 70*70*15mm   |
| 100mm | 100*100*20mm | 90*90*15mm   |
| 120mm | 120*120*20mm | 110*110*15mm |