

맞춤형 Ptfе 테프론 부품 제조업체 전도성 유리 기판 청소 랙

품목 번호: PL-1016



소개

화학 물질 및 극한의 온도에 강한 실험실 청소용 고순도 PTFE 꽃바구니. 반도체 및 의료 분야에 적합한 맞춤형 디자인을 제공합니다.

자세히 알아보기

10×10mm(슬롯 예: 1.1mm)	20×20mm(슬롯 예: 1.1mm)	25×25mm(슬롯 예: 2.2mm)	30×30mm(슬롯 예: 2.2mm)
15×15mm(슬롯 예: 1.1mm)	25×25mm(슬롯 예: 1.1mm)	30×30mm(슬롯 예: 1.1mm)	30×30mm(슬롯 예: 2.2mm)