

## 맞춤형 Ptfе 테프론 부품 제조업체 Ptfе 청소 락

품목 번호: PL-1015



### 소개

실험실 및 반도체용 고순도 PTFE 꽃바구니. 내화학성, -180°C ~ +250°C, 맞춤형 사이즈 제공. 지금 바로 킨텍에 문의하세요!

### 자세히 알아보기

표준 옵션: 직경\*슬롯 너비\*적용 가능한 용량

45\*1.5mm\*100ml

45\*2.5mm\*100ml

60\*1.5mm\*250ml

60\*2.5mm\*250ml

80\*1.5mm\*500ml

80\*2.5mm\*500ml

90\*1.5mm\*1000ml

90\*2.5mm\*1000ml