

실험실 및 산업 응용 분야를 위한 맞춤형 Ptfе 도가니

품목 번호: PL-1006



소개

실험실용 뚜껑이 있는 고순도 PTFE 도가니. 내화학적, 비점착성, 내구성이 뛰어납니다. 시료 분해, AA, ICP-MS에 이상적입니다. 맞춤형 크기로 제작 가능.

자세히 알아보기

용량	외부 상단 지름(mm)	바닥 지름(mm)	총 높이(mm)
20ml	38	30	55
25ml	39	30	55
30ml	48	30	56
50ml	51	33	67
100ml	61	43	70
250ml	79	50	107