

Ptfe 화학 용매 샘플링 스푼

품목 번호: PL-1008



소개

화학물질, 용제, 분말 및 다양한 시료를 안전하고
정밀하며 오염 없이 취급할 수 있도록 세심하게 설계된
고순도 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌, 흔히
테플론으로 알려진) 샘플링 스푼을 만나보세요.

자세히 알아보기

용량(ml)	전체 길이(mm)
10	200
30	300
50	300
100	350
250	400
500	450
1000	500