

Ptfe 심증발 접시 맞춤형 실험실 및 산업용 솔루션

품목 번호: PL-1001



소개

실험실용 고품질 PTFE 심증발 접시.내화학성, 비점착성, 맞춤형 제작이 가능합니다.샘플 취급에 이상적입니다.지금 구입하세요!

자세히 알아보기

접시 유형	바닥 외경(mm)	입 안쪽 지름(mm)	높이(mm)	바닥 두께(mm)	벽 두께(mm)
딥 타입 20mm	20	15	20	5	2.5
딥 타입 30mm	30	25	20	5	2.5
딥 타입 40mm	40	30	20	5	5
딥 타입 50mm	50	40	20	5	5
딥 타입 60mm	60	50	20	5	5
딥 타입 70mm	70	60	20	5	5
딥 타입 80mm	80	70	20	5	5
딥 타입 90mm	90	80	20	5	5
딥 타입 100mm	100	90	20	5	5
딥 타입 120mm	120	110	20	5	5